

GP TDC 141 L

TwinDos Care

- rengøringsmiddel til TwinDos-doseringsystem.

EAN: 4002516200314 / Materiale nummer: 11171440 /
Gammelt materiale nummer: 11997165EU3



- Til skylning af TwinDos-doseringslanger
- Anvendes før nyt middel tages i brug
- Anvendes før en lang periode uden brug (min. 2 måneder)
- Sikrer optimal funktion af det automatiske doseringssystem
- Til ca. 5 renseløb
- Til Miele-vaskemaskiner og vasketørremaskiner med TwinDos