

ProCare Med 10 BPD - 5 l
 Sur kalkbinder, 5 l
 til forebyggelse af kalkaflejringer i rengøringsbeholderen.



- Til optimal bevarelse af produkter og beholdere
- Tilpasset bækkenkylere fra Miele
- Flydende koncentrat
- pH-værdi 3,0-3,7

EAN: 4002516184706 / Materiale nummer: 11233190 /
 Gammelt materiale nummer: 69801101DE

Produktkategori	
Bækkenskyllere	•
Doseringsanbefaling	
Opløsningens pH-værdi	3,0-3,7
Produktegenskaber	
Middel	Kalkbinder
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Konserveringsmiddel, Polycarboxylate, Citronsyre
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	217
Udvendigt mål, nettobredde i mm	142
Udvendigt mål, nettodybde i mm	248
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	250,00
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	190,00
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	150,00
Bruttovægt i kg	5,80
Kapacitet i ml	5000
Produktegenskaber	
Medietype	Kalkbinder
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Konserveringsmiddel, Polycarboxylat, Citronsyre
Nemt at skylle af	•
Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet	•
Forebyggelse af kalkaflejringer i rengøringsbeholder	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	217
Udvendigt mål, nettobredde i mm	142
Udvendigt mål, nettodybde i mm	248
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	250
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	190
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	150
Bruttovægt i kg	6
Kapacitet i ml	5000
Normer og godkendelser	
CE	•