

A 857

Ombygningssæt

til brug af laborievogne i G 7827/28 og PG 8527/28 i PG 86xx.



- Anvendelse af tilgængelige Miele vogne/kurve PG 86xx
- Til alle vogne/kurve til G 7827, G 7828, PG 8527 og PG 8528

EAN: 4002516201946 / Materiale nummer: 11235960 /
Gammelt materiale nummer: 69685700D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Ombygningssæt	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af laborieglas	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	60
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	110
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	405
Nettovægt i kg	0,33
Bruttovægt i kg	0,43