


A 850
Holdegitter
til injektormodul A 620.



- Inddeling: 2 x 5 felter
- Kan sættes på injektormodul A 620
- Til optimal anbringelse af laboratorieglass
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516200703 / Materiale nummer: 11236630 /
Gammelt materiale nummer: 69685000D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Anden indsats/andet modul	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Antal rum	10
Ventilatorbredde i mm	114
Ventilatorlængde i mm	110
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	147
Udvendigt mål, nettobredde i mm	244
Udvendigt mål, nettodybde i mm	578
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	135
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	285
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	585
Nettovægt i kg	0,55
Bruttovægt i kg	0,95