

A 851
Holdegitter
til injektormodul A 621.



- Inddeling: 3 x 7 felter
- Kan sættes på injektormodul A 621
- Til optimal anbringelse af laboratorieglass
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516201915 / Materiale nummer: 11236640 /
Gammelt materiale nummer: 69685100D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Anden indsats/andet modul	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Antal rum	21
Ventilatorbredde i mm	74
Ventilatorlængde i mm	77
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	119
Udvendigt mål, nettobredde i mm	243
Udvendigt mål, nettodybde i mm	580
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	135
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	285
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	586
Nettovægt i kg	0,67
Bruttovægt i kg	1,07