

APFD 203

Indsats

til optimal genbehandling af holder til tryklufdsapparat.



- til sikker anbringelse af holder til tryklufdsapparat

EAN: 4002516185338 / Materiale nummer: 11240090 /
Gammelt materiale nummer: 67020301D

Produkttilknytning	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PG 8063	•
Produktkategori	
Indsats til holder til rygskjold	•
Kapacitet	
Holder til tryklufdsapparat [antal]	1
Eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	481
Udvendigt mål, nettobredde i mm	470
Udvendigt mål, nettodybde i mm	470
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	485
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	485
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	475
Nettovægt i kg	5,70
Bruttovægt i kg	6,22