

APFD 203

Indsats

til optimal genbehandling af holder til trykluftsapparat.



- til sikker anbringelse af holder til trykluftsapparat

EAN: 4002516185338 / Materiale nummer: 11240090 /
Gammelt materiale nummer: 67020301D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PG 8063	•
Produktkategori	
Indsats til holder til rygskjold	•
Kapacitet	
Holder til trykluftsapparat [antal]	1
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	481
Udvendigt mål, nettobredde i mm	470
Udvendigt mål, nettodybde i mm	470
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	485
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	485
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	475
Nettovægt i kg	5,70
Bruttovægt i kg	6,22