


A 321
Indsats
til anbringelse af diverse utensilier.



- Egnede til f.eks. glas, trakter og brystpumper
- Med fleksible håndtag

EAN: 4002516237099 / Materiale nummer: 11309380 /
Gammelt materiale nummer: 69632100D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til bægerglas	•
Indsats/modul til bredhalsede glas	•
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	81
Udvendigt mål, nettobredde i mm	240
Udvendigt mål, nettodybde i mm	545
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	90
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	255
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	585
Nettovægt i kg	0,76
Bruttovægt i kg	0,99