

APST 003

Aluminiumsbakke

til anbringelse af instrumenter eller porøse utensilier, lille.



- Med huller til den bedste dampgennemstrømning
- Høj stabilitet ved lav vægt
- Egnede til PST 1710 og PST 1720

EAN: 4002516297055 / Materiale nummer: 11377310 /
Gammelt materiale nummer: 68900003D

Produktkategori	
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
PST 1710	•
PST 1720	•
Produktkategori	
Trays/bakker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Aluminium
Farve	Sølv
Anvendelsesområde	
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	20
Udvendigt mål, nettobredde i mm	287
Udvendigt mål, nettodybde i mm	186
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	35
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	200
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	300
Nettovægt i kg	0,18
Bruttovægt i kg	0,24