

APST 004

Aluminiumsbakke

til anbringelse af instrumenter eller porøse utensilier, stor.



- Med huller til den bedste dampgennemstrømning
- Høj stabilitet ved lav vægt
- Egnede til PST 2210 og PST 2220

EAN: 4002516299448 / Materiale nummer: 11377330 /  
Gammelt materiale nummer: 68900004D

<b>Produkttilknytning</b>	
Små sterilisatorer	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategori</b>	
Trays/bakker	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Aluminium
Farve	Sølv
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	40
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	200
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	500
Nettovægt i kg	0,23
Bruttovægt i kg	0,34