

APST 007

Mikrofinfilter

til at bortfiltrere bakteriologisk kontamination fra luften i rummet.



- Nemt at udskifte på sterilisatorens front
- Obligatorisk udskiftning efter 400 sterilisationscyklusser

EAN: 4002516298311 / Materiale nummer: 11377360 /  
Gammelt materiale nummer: 68900007D

<b>Produktkategori</b>	
Små sterilisatorer	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategori</b>	
Filter	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	150
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,01