

APST 007

Mikrofinfilter

til at bortfiltrere bakteriologisk kontamination fra luften i rummet.



- Nemt at udskifte på sterilisatorens front
- Obligatorisk udskiftning efter 400 sterilisationscykluser

EAN: 4002516298311 / Materiale nummer: 11377360 /
Gammelt materiale nummer: 68900007D

Produkttilknytning	
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Filter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	95
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	95
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,04