

APST 008

Filter

til at opfange støvpartikler i produktet.



- Kompakt indskubningskassette til nem udskiftning
- Obligatorisk udskiftning efter 400 sterilisationscyklusser

EAN: 4002516256397 / Materiale nummer: 11377370 /  
Gammelt materiale nummer: 68900008D

<b>Produkttilknytning</b>	
Små sterilisatorer	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategori</b>	
Filter	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	15
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	170
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,04
Bruttovægt i kg	0,05