

DOS K 85 flex

Doseringsmodul til 5-10 l-dunk

til aut. dosering af flydende midler, med indikator for påfyldning af midler.



- Doseringsovervågning – høj processikkerhed efter DIN EN ISO 15883
- Til dosering af flydende rengøringsmiddel/neutraliseringsmiddel
- 352 mm mm sugelanse til 5-10-liters beholder med fleksibel lukning
- Ombygn.sæt til sugelanse til 10-30-l beholder via Miele Service

EAN: 4002516357438 / Materiale nummer: 11498880 /
Gammelt materiale nummer: 69747052D

| | |
|--|---------|
| Produkttilknytning | |
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | • |
| Termodesinfektorer | • |
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | • |
| Produkttilknytning | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktkategori | |
| Doseringsssystem | • |
| Produktegenskaber | |
| Forsyningshastighed i ml/60 sek. | 55 |
| Sugelansens længde i mm | 352 |
| Eltilslutning | |
| Faseantal | 1 |
| Nullleder | N |
| AC/DC | AC |
| Spænding i V | 200-230 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,01 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 0 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 0 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 0 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 160 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 198 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 478 |
| Nettovægt i kg | 2,25 |
| Bruttovægt i kg | 2,45 |
| Standarder og godkendelser | |
| CE | • |