

DOS K 85 flex NER

Doseringsmodul til 5-10 l-dunk

til aut. dosering af flydende midler, med indikator for påfyldning af midler.



- Doseringsovervågning – høj processikkerhed efter DIN EN ISO 15883
- Til dosering af flydende rengøringsmiddel/neutraliseringsmiddel
- 352 mm mm sugelanse med fleksibel lukning
- Ombygningssæt til sugelanse til 10-30-l beholder via Miele Service

EAN: 4002516365273 / Materiale nummer: 11498890 /
Gammelt materiale nummer: 69747052NER

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Doseringsssystem	•
Produktegenskaber	
Forsyningshastighed i ml/60 sek.	55
Sugelansens længde i mm	352
Eltilslutning	
Faseantal	1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spænding i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	198
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	478
Nettovægt i kg	2,21
Bruttovægt i kg	2,66
Standarder og godkendelser	
CE	•