

DOS K 85/1 flex

Doseringsmodul til 5 l-dunk

til aut. dosering af flydende midler, med indikator for påfyldning af midler.



- Doseringsovervågning – høj processikkerhed efter DIN EN ISO 15883
- Til dosering af flydende rengøringsmiddel/neutraliseringsmiddel
- 214 mm mm sugelanse til 5-liters beholder med fleksibel lukning
- Ombygn.sæt til sugelanse til 10-30-l beholder via Miele Service

EAN: 4002516365297 / Materiale nummer: 11498920 /

Gammelt materiale nummer: 69747053D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Doseringsssystem	•
Produktegenskaber	
Forsyningshastighed i ml/60 sek.	55
Sugelansens længde i mm	214
Eltilslutning	
Faseantal	1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spænding i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	198
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	478
Nettovægt i kg	1,52
Bruttovægt i kg	1,74
Standarder og godkendelser	
CE	•