

KFP 3005 ed/cs

Stålfrost

til integration af MasterCool-fryseskabet i dit køkken.




EAN: 4002516324553 / Materiale nummer: 11499080 /  
Gammelt materiale nummer: 38996084EU1

- Til 75 cm bred indbygning af køle- eller fryseskabe

KFP 3005 ed/cs

Stålfrost

til integration af MasterCool-fryseskabet i dit køkken.



KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings