

## ProCare Tex 10 - 10 l

Vaskemiddel uden blegemiddel, flydende koncentrat, alkalisk, 10 l fosfatfri, med EU Ecolabel.



- Til optimal rengøring af forskellige tekstiler
- Udviklet specielt til Miele Professional
- Baseret på vedvarende råstoffer
- Kort indvirkningstid og høj vaskeeffekt ved lav dosering
- Meget god protein- og fedtopløsningskraft
- Tildelt EU Ecolabel

EAN: 4002516364252 / Materiale nummer: 11520160 / Gammelt materiale nummer: 59701201DE

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Produktkategori</b>                                |                              |
| Vaskemaskiner   | •                            |
| <b>Vaskeeffekt</b>                                    |                              |
| Rengøringsevne  | Meget godt                   |
| Protein-opløsningsevne                                | Godt                         |
| Fedt-opløsningsevne                                   | Godt                         |
| <b>Dosering</b>                                       |                              |
| Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen   | •                            |
| Opløsningens pH-værdi                                 | 12,0-13,0                    |
| Egnet til automatisk dosering                         | •                            |
| Kan anvendes ved alle vandhårheder                    | •                            |
| <b>Anvendelse</b>                                     |                              |
| Møntvaskerier   | •                            |
| Hoteller og restauranter                              | •                            |
| Rengøring af sportstøj                                | •                            |
| Rengøring af overtøj                                  | •                            |
| <b>Produktegenskaber</b>                              |                              |
| Medietype   | Vaskemiddel uden blegemiddel |
| Alkalitet   | Alkalisk                     |
| Aggregatform  | Flydende koncentrat          |
| Indholdsstoffer                                       | Alkalier, Tensider           |
| Biologisk nedbrydelig                                 | •                            |
| Fosfatfri   | •                            |
| Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C              | •                            |
| Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C        | •                            |
| Kort indvirkningstid                                  | •                            |
| Høj vaskeeffekt ved lav dosering                      | •                            |
| Densitet (ved 20 °C) i g/cm <sup>3</sup>              | 1,25                         |
| Baseret på 100 % vedvarende råstoffer                 | •                            |
| <b>Oplysninger om opbevaring</b>                      |                              |
| Min. opbevaringstemperatur i °C                       | 0                            |
| Maks. opbevaringstemperatur i °C                      | 40                           |
| Opbevares tørt og frostsikkert                        | •                            |
| Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen | •                            |
| Minimum holdbarhed i måneder                          | 24                           |
| <b>Mål og vægt</b>                                    |                              |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                        | 314                          |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                       | 202                          |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                        | 230                          |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm                       | 306,00                       |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm                      | 204,00                       |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm                       | 228,00                       |
| Påfyldningsvægt i g                                   | 12500                        |
| Bruttovægt i kg                                       | 12,98                        |
| Kapacitet i ml  | 10000                        |
| <b>Normer og godkendelser</b>                         |                              |
| GHS/CLP-konform                                       | •                            |
| EU-Ecolabel   | •                            |
| <b>Testnumre</b>                                      |                              |
| EU Ecolabel: DE/039/019                               | •                            |

ProCare Tex 10 - 10 l

Vaskemiddel uden blegemiddel, flydende koncentrat, alkalisk, 10 l  
fosfatfri, med EU Ecolabel.