

ProCare Tex 10 - 20 l

Vaskemiddel uden blegemiddel, flydende koncentrat, alkalisk, 20 l fosfatfri, med EU Ecolabel.



- Til optimal rengøring af forskellige tekstiler
- Udviklet specielt til Miele Professional
- Baseret på vedvarende råstoffer
- Kort indvirkningstid og høj vaskeeffekt ved lav dosering
- Meget god protein- og fedtopløsningskraft
- Tildelt EU Ecolabel

EAN: 4002516365365 / Materiale nummer: 11520190 / Gammelt materiale nummer: 59701301DE

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produktkategori | |
| Vaskemaskiner | • |
| Vaskeeffekt | |
| Rengøringsevne | Meget godt |
| Protein-opløsningssevne | Godt |
| Fedt-opløsningssevne | Godt |
| Dosering | |
| Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen | • |
| Opløsningens pH-værdi | 12,0-13,0 |
| Egnet til automatisk dosering | • |
| Kan anvendes ved alle vandhårheder | • |
| Anvendelse | |
| Møntvaskerier | • |
| Hoteller og restauranter | • |
| Rengøring af sportstøj | • |
| Rengøring af overtøj | • |
| Produktegenskaber | |
| Medietype | Vaskemiddel uden blegemiddel |
| Alkalitet | Alkalisk |
| Aggregatform | Flydende koncentrat |
| Indholdsstoffer | Alkalier, Tensider |
| Biologisk nedbrydelig | • |
| Fosfatfri | • |
| Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C | • |
| Høj effekt allerede ved temperaturer fra 40 °C | • |
| Kort indvirkningstid | • |
| Høj vaskeeffekt ved lav dosering | • |
| Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³ | 1,25 |
| Baseret på 100 % vedvarende råstoffer | • |
| Oplysninger om opbevaring | |
| Min. opbevaringstemperatur i °C | 0 |
| Maks. opbevaringstemperatur i °C | 40 |
| Opbevares tørt og frostsikkert | • |
| Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen | • |
| Minimum holdbarhed i måneder | 24 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 385 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 258 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 294 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 378,00 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 256,00 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 288,00 |
| Påfyldningsvægt i g | 24000 |
| Bruttovægt i kg | 25,00 |
| Kapacitet i ml | 20000 |
| Normer og godkendelser | |
| GHS/CLP-konform | • |
| EU-Ecolabel | • |
| Testnumre | |
| EU Ecolabel: DE/039/019 | • |

ProCare Tex 10 - 20 l

Vaskemiddel uden blegemiddel, flydende koncentrat, alkalisk, 20 l
fosfatfri, med EU Ecolabel.