

ProCare Tex 10 MA - 10 l

Fin- og kulørtvask-vaskemiddel, flydende koncentrat, mildt alkalisk, 10 l
højeffektiv, fosfatfri, med EU Ecolabel.



- Til optimal rengøring af sarte tekstiler
- Udviklet specielt til Miele Professional
- Uden optisk hvidt og blegemidler
- Kort indvirkningstid og skumregulerende
- God protein- og fedtopløsningskraft
- Tildelt EU Ecolabel

EAN: 4002516365457 / Materiale nummer: 11520230 /
Gammelt materiale nummer: 59702201DE

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeeffekt	
Rengøringsevne	Godt
Protein-opløsningsevne	Godt
Fedt-opløsningsevne	Godt
Dosering	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
Opløsningens pH-værdi	8,0-9,0
Egnet til automatisk dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Anvendelse	
Hoteller og restauranter	•
Rengøring af sportstøj	•
Rengøring af overtøj	•
Rengøring af arbejdstøj	•
Produktegenskaber	
Medietype	Fin-/kulørtvaskemiddel
Alkalitet	Mildt alkalisk
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Alkalier, Konserveringsmiddel, Tensider
Fosfatfri	•
Virksom ved temperaturer mellem 30-90 °C	•
Skumregulerende	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,09
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	4
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Opbevares tørt og frostsikkert	•
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Kan anvendes efter optøning uden at miste kvalitet	•
Minimum holdbarhed i måneder	24
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	314
Udvendigt mål, nettobredde i mm	202
Udvendigt mål, nettodybde i mm	230
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	306,00
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	204,00
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	228,00
Påfyldningsvægt i g	10900
Bruttovægt i kg	11,38
Kapacitet i ml	10000
Normer og godkendelser	
GHS/CLP-konform	•
EU-Ecolabel	•
Testnumre	
EU Ecolabel: DE/039/020	•