

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Blegemiddel, flydende koncentrat, surt, 10 l på iltbasis.



- Udviklet specielt til Miele Professional
- Til optimal fjernelse af genstridige pletter
- Optimal tilsætning til alle vaskemidler
- Ensartet afgivelse af ilt via særlige stabilisatorer

EAN: 4002516365488 / Materiale nummer: 11520320 / Gammelt materiale nummer: 59703201DE

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeeffekt	
Blegevirkning	Meget godt
Dosering	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
Egnet til automatisk dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
Doseringsanbefaling	
pH-værdi ved 20 °C	1,5-2,5
Anvendelse	
Møntvaskerier	•
Hoteller og restauranter	•
Rengøring af sportstøj	•
Rengøring af overtøj	•
Rengøring af arbejdstøj	•
Produktegenskaber	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	228,00
Produktegenskaber	
Medietype	Blegemiddel
Alkalitet	Syre
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Aktiv ilt
Fosfatfri	•
Ideel ilttransport i vaskevand	•
Ensartet afgivelse af ilt via særlige stabilisatorer	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,13
Absolut restfri nedbrydning	•
Optimal tilsætning til alle vaskemidler	•
Oplysninger om opbevaring	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Minimum holdbarhed i måneder	12
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	314
Udvendigt mål, nettobredde i mm	202
Udvendigt mål, nettodybde i mm	230
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	306,00
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	204,00
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	228,00
Påfyldningsvægt i g	11300
Bruttovægt i kg	12,00
Kapacitet i ml	10000
Normer og godkendelser	
GHS/CLP-konform	•
Sprængstofbekendtgørelsen	•