

ProCare Tex 20 OB - 20 l  
Blegemiddel, flydende koncentrat, surt, 20 l  
på iltbasis.



- Udviklet specielt til Miele Professional
- Til optimal fjernelse af genstridige pletter
- Optimal tilsætning til alle vaskemidler
- Ensartet afgivelse af ilt via særlige stabilisatorer

EAN: 4002516365495 / Materiale nummer: 11520350 /  
Gammelt materiale nummer: 59703301DE

<b>Produktkategori</b>	
Vaskemaskiner	•
<b>Vaskeeffekt</b>	
Blegevirkning	Meget godt
<b>Dosering</b>	
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen	•
Egnet til automatisk dosering	•
Kan anvendes ved alle vandhårheder	•
<b>Doseringsanbefaling</b>	
pH-værdi ved 20 °C	1,5-2,5
<b>Anvendelse</b>	
Møntvaskerier	•
Hoteller og restauranter	•
Rengøring af sportstøj	•
Rengøring af overtøj	•
Rengøring af arbejdstøj	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	288,00
<b>Produktegenskaber</b>	
Medietype	Blegemiddel
Alkalitet	Syre
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Aktiv ilt
Fosfatfri	•
Ideel ilttransport i vaskevand	•
Ensartet afgivelse af ilt via særlige stabilisatorer	•
Densitet (ved 20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	1,13
Absolut restfri nedbrydning	•
Optimal tilsætning til alle vaskemidler	•
<b>Oplysninger om opbevaring</b>	
Min. opbevaringstemperatur i °C	0
Maks. opbevaringstemperatur i °C	40
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen	•
Minimum holdbarhed i måneder	12
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	385
Udvendigt mål, nettobredde i mm	258
Udvendigt mål, nettodybde i mm	294
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	378,00
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	256,00
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	288,00
Påfyldningsvægt i g	22000
Bruttovægt i kg	23,00
Kapacitet i ml	20000
<b>Normer og godkendelser</b>	
GHS/CLP-konform	•
Sprængstofbekendtgørelsen	•