

ProCare Sure I-PM  
Procesindikator, indikatorark  
til visuel rutineovervågning i rengørings- og desinfektionsprocessen.



- Ekstra sikkerhed i den rutinemæssige anvendelse
- Nem håndtering takket være selvklæbende indikatorer
- 192 indikatorer pr. æske
- Komplet dokumentation til download som PDF-fil

EAN: 4002516364702 / Materiale nummer: 11577000 /  
Gammelt materiale nummer: 68915101D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Hovedanvendelsesområder</b>	
Medicinske laboratorier	•
Apoteker	•
Tandlægepraksis	•
Almindelig medicin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynækologi	•
ØNH-medicin	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Hospitaler og klinikker	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	270,00
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	25
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	165
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	270
Bruttovægt i kg	0