

ProCare Sure I-PM Starter  
Procesindikator, introduktionspakke  
til visuel rutineovervågning i rengørings- og desinfektionsprocessen.

EAN: 4002516364696 / Materiale nummer: 11577150 /  
Gammelt materiale nummer: 68915301D



#### Produkttilknytning

Termodesinfektorer

- Ekstra sikkerhed i den rutinemæssige anvendelse
- Nem håndtering takket være selvklæbende indikatorer
- 2 kunststofholdere og 64 enkeltindikatorer pr. pakke
- Mindsteholdbarhed på 36 måneder fra produktionsdatoen
- Præcis anvendelse med dokumentationsark som PDF-download