

WA CBO 0602 L

Caps Booster

6-pk. pletfjerner til effektiv fjernelse af pletter. EasyOpen.

EAN: 4002516380733 / Materiale nummer: 11648410 /  
Gammelt materiale nummer: 11997153EU4



- Enzymteknologi mod hårdnakkede pletter
- Egnede til hvide og kulørte tekstiler
- Til fremragende vaskeresultater – også ved lave temperaturer
- Bæger af 100 % genbrugsplast – af hensyn til miljøet
- Til 6 programmer – kan anvendes i alle typer vaskemaskiner