


Filter

Active AirClean-luftfilter med aktivt kul
til Miele's emhætter til recirkulation DAD 4840 og DAD 4940.



EAN: 4002516382843 / Materiale nummer: 11662790 /
Gammelt materiale nummer: 28996417EU1

- Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale
- Nemmere og hurtigere udskiftning af filter
- For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned
- Indhold: 2 filtre uden ramme