

## Filter

Regenererbart Longlife AirClean-lugtfiler  
til Miele's emhætter til recirkulation DAD 4840 og DAD 4940.



EAN: 4002516382836 / Materiale nummer: 11662830 /  
Gammelt materiale nummer: 28996418EU1

- Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet
- Med aktivt kul – neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen
- Levetid på 3 år
- Indhold: 2 filtre uden ramme
- Lav strømningsmodstand på grund af speciel konstruktion