

A 814/1

Holder

til optimal rengøring af spidser til Air Scaler og Piezo Scaler.



- Til anvendelse i overkurvene A 105/1, O 177/1 og APWD 061
- Producentuafhængig, til mange forskellige studser
- Brug af flere holdere i forbindelse med A 813/1
- Mulighed for brug i termodesinfektorer PWD 8531 og PWD 8532

EAN: 4002516428558 / Materiale nummer: 11691870 /
Gammelt materiale nummer: 68681401D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Holder	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Kapacitet	
Ultralydsspidser [antal]	1
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	48
Udvendigt mål, nettobredde i mm	22
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,06
Bruttovægt i kg	0,77