

A 822
Adapter
til A 814/1 i injektorkurvene i PWD 8531 og PWD 8532.



- Til brug i injektorkurv APWD061

EAN: 4002516428565 / Materiale nummer: 11691970 /
Gammelt materiale nummer: 68682200D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Adapter	•
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	16
Udvendigt mål, nettobredde i mm	20
Udvendigt mål, nettodybde i mm	20
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	170
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,02