

A 865
Holder
til optimal placering af MF- og 3F-sprøjter.



- Kan bruges i overkurv A 105/1 og modul A 315
- Kompatibel med sprøjter fra mange forskellige producenter

EAN: 4002516413752 / Materiale nummer: 11709860 /
Gammelt materiale nummer: 69686500D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Holder	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	121
Udvendigt mål, nettobredde i mm	28
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	108
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	117
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	305
Nettovægt i kg	0,30
Bruttovægt i kg	0,93