

A 830/1

Indsats

til optimal placering af håndtagene på mundspejle, der kan skilles ad.



- Til brug i indsats E 337/1 og E 802/1
- 3 rum Ø 8 mm, 14 rum 10 x 19 mm, 2 rum 8 x 19 mm
- Mundspejlehåndtag i rummene på indsatserne kan justeres
- Egnede til mundspejl ≥ 3

EAN: 4002516429203 / Materiale nummer: 11729480 /  
Gammelt materiale nummer: 68683001D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til tandlægeinstrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Kunststof
Farve	Sort
Antal rum	16
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	14
Udvendigt mål, nettobredde i mm	49
Udvendigt mål, nettodybde i mm	159
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	67
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	170
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	230
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,02