

DKF 20-P
Lugtfiltre med aktivt kul
til Miele-ombygningsæt recirkulation DUU 2900 til emhættene DA 280x/290x.



EAN: 4002516429371 / Materiale nummer: 11762610 /
Gammelt materiale nummer: 28996428EU1

- Med aktivt kul – neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- til anvendelse i Miele emhætter
- For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned
- Fås også i pakker med 2 filtre (se DKF 21-1)
- Indhold: 2 filtre (2 x DKF 18-1), mål: 43,0 cm x 10,0 cm x 2,0 cm