

RX1-YCR-M05
Li-Ion-batteri RX1
til 60 minutters nonstop drift med Scout RX1.

EAN: 4002516435020 / Materiale nummer: 11779150 /
Gammelt materiale nummer: 4199699EU1



- Kvalitetsbatteri med høj kapacitet: 37,75 Wh
- Lang levetid takket være lithiumteknologi uden hukommelseeffekt
- Med kortslutning- overopvarmnings- og overspændingsbeskyttelse
- Enklere og hurtigere udskiftning af batteri
- Hver højspændingscelle kontrolleres separat