

RX2/RX3-YCR-MT12
Li-Ion-batteri RX2/RX3 120
til 120 minutters nonstop drift med Scout RX2/RX3.

EAN: 4002516435044 / Materiale nummer: 11779170 /
Gammelt materiale nummer: 4199701EU1



- Kvalitetsbatteri med høj kapacitet:
75,5 Wh
- Lang levetid takket være
lithiumteknologi uden
hukommelseeffekt
- Med kortslutning-
overopvarmnings- og
overspændingsbeskyttelse
- Enklere og hurtigere udskiftning af
batteri
- Hver højspændingscelle
kontrolleres separat