

KSB 70

Sorteringsboks PerfectFresh

til en overskuelig opbevaring af madvarer i køleskabet.

EAN: 4002516467496 / Materiale nummer: 11779620 /
Gammelt materiale nummer: 36996113EU1



- Af fremragende, transparent plastmateriale
- Fungerer som fleksibel og overskuelig opbevaring
- Kan flyttes til siden i PerfectFresh-rummet
- Særligt egnet til trykfølsomme fødevarer, fx bær
- optimalt til PerfectFresh Active og Pro skuffe K 7000