

DKF 31-R

Regenererbart lugtfilter med aktivt kul til Miele's emhætter

DAS 4 x 40, DAS 8 x 30 og efter DKFS 31-R for DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30.



EAN: 4002516442219 / Materiale nummer: 11793470 /
Gammelt materiale nummer: 28996434EU1

- Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet
- Med aktivt kul – neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen
- Levetid på 3 år
- Indhold: 2 filtre uden ramme
- Lav strømningsmodstand på grund af speciel konstruktion