


Filter

Active AirClean-luftfilter med aktivt kul

til Miele-embætter med recirkulation DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30.



EAN: 4002516441908 / Materiale nummer: 11793530 /
Gammelt materiale nummer: 28996435EU1

- Sæt til første ibrugtagning
- Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet
- Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale
- Nemmere og hurtigere udskiftning af filter
- For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned
- Indhold: 2 filtre DKF 31-P plus ramme