

Filter

Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter

til Miele-embætter med recirkulation DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30.



EAN: 4002516441892 / Materiale nummer: 11793540 /
Gammelt materiale nummer: 28996436EU1

- Sæt til første ibrugtagning
- Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet
- Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen
- Levetid på 3 år
- Lav strømningsmodstand på grund af speciel konstruktion
- Indhold: 2 filtre DKF 31-R plus ramme