

ProCare Med 64 LUB - 200 ml
Instrumentplejemiddel, 200 ml
til spray, til manuel vedligeholdelse af medicinsk udstyr.



- Sørger for smøring af led, hængsler og glideflader
- Høj materialeskånsomhed til beskyttelse mod slid på instrumenter
- Til beskyttelse mod korrosion, rust, misfarvning og pletdannelse
- Fremstillet af førsteklasses medicinsk hvid olie, uden allergener
- Dampgennemtrængelig olie, egnet til sterilisation
- Genanvendelig emballage

EAN: 7612594269669 / Materiale nummer: 11848680 /
Gammelt materiale nummer: 6980M0961V1

| Produktkategori | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | • |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | • |
| Anvendelsesmuligheder | |
| Manuel vedligeholdelse | Sehr gut |
| Hovedanvendelsesområder | |
| Almindelig medicin | • |
| Kirurgi | • |
| Dermatologi | • |
| Gynækologi | • |
| ØNH-medicin | • |
| Oftalmologi | • |
| Urologi | • |
| Produktegenskaber | |
| Medietype | Vedligeholdelsesmiddel |
| Indholdsstoffer | Parafinolie |
| Min. opbevaringstemperatur i °C | 5 |
| Maks. opbevaringstemperatur i °C | 25 |
| Egnet til manuel genbehandling af instrumenter og redskaber | • |
| Egnet til genanvendeligt, termostabilt, invasivt og ikke-invasivt medicinsk udstyr | • |
| Egnet til kirurgiske instrumenter | • |
| Egnet til alle metaller, der anvendes i medicinske produkter | • |
| Ikke egnet til polymerer | • |
| Egnet til kirurgiske instrumenter med bevægelige dele | • |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 174 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 50 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 50 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 174 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 50 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 50 |
| Bruttovægt i kg | 0 |
| Kapacitet i ml | 200 |
| Normer og godkendelser | |
| CE | • |