

ProCare Med 64 LUB - 200 ml
Instrumentplejemiddel, 200 ml
til spray, til manuel vedligeholdelse af medicinsk udstyr.



- Sørger for smøring af led, hængsler og glideflader
- Høj materialeskånsomhed til beskyttelse mod slid på instrumenter
- Til standardinstrumenter, ikke til hånd- og vinkelstykker
- Fremstillet af førsteklasses medicinsk hvid olie, uden allergener
- Dampgennemtrængelig olie, egnet til sterilisation
- Genanvendelig emballage

EAN: 7612594269669 / Materiale nummer: 11848680 /
Gammelt materiale nummer: 6980M0961V1

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Doseringsanbefaling	
pH-værdi ved 20 °C	10
Hovedanvendelsesområder	
Medicinske laboratorier	•
Tandlægepraksis	•
Almindelig medicin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynækologi	•
ØNH-medicin	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Hospitaler og klinikker	•
Produktegenskaber	
Middel	Vedligeholdelsesmiddel
Aggregatform	Spray
Indholdsstoffer	Parafinolie
Min. opbevaringstemperatur i °C	5
Maks. opbevaringstemperatur i °C	25
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	50,00
Produktegenskaber	
Medietype	Vedligeholdelsesmiddel
Aggregatform	Spray
Indholdsstoffer	Parafinolie
Min. opbevaringstemperatur i °C	5
Maks. opbevaringstemperatur i °C	25
Egnet til manuel genbehandling af instrumenter og redskaber	•
Egnet til genanvendeligt, termostabilt, invasivt og ikke-invasivt medicinsk udstyr	•
Egnet til kirurgiske instrumenter	•
Egnet til alle metaller, der anvendes i medicinske produkter	•
Ikke egnet til polymerer	•
Egnet til kirurgiske instrumenter med bevægelige dele	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	174
Udvendigt mål, nettobredde i mm	50
Udvendigt mål, nettodybde i mm	50
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	174
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	50
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	50
Bruttovægt i kg	0
Kapacitet i ml	200

ProCare Med 64 LUB - 200 ml
Instrumentplejemiddel, 200 ml
til spray, til manuel vedligeholdelse af medicinsk udstyr.

EAN: 7612594269669 / Materiale nummer: 11848680 /
Gammelt materiale nummer: 6980M0961V1

Normer og godkendelser	
CE	•
GHS/CLP-konform	•

