

CK/1 DIN 51

Oplukker til dunk

til en enkel åbning af ProCare 5-, 10- og 20-liters dunk.



- Robust åbner
- Nem åbning og lukning af dunkene
- Dobbeltsidet anvendelig

EAN: 4002516480839 / Materiale nummer: 11851600 /

Gammelt materiale nummer: 66990002EU1

Produktkategori	
ProCare	•
Anvendelsesmuligheder	
Nem åbning og lukning af ProCare-dunke	•
Produktegenskaber	
Meget stabil og med lang levetid	•
Dobbeltsidet anvendelig	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	250,00
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	27
Udvendigt mål, nettobredde i mm	223
Udvendigt mål, nettodybde i mm	85
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	180
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	250
Bruttovægt i kg	0