

APLW 215

Injektormodul

til optimal placering af store plastflasker på op til 50 liter.



- Kan anvendes på niveau 1
- Udstyret med en speciel dyse
- Udstyret med en bærende ramme
- Maks. Ø flaske 380 mm
- Flaskehøjde: fra 560 mm til 620 mm
- Ø Flaskehals: min. 30 mm indvendigt, maks. 80 mm udvendigt

EAN: 4002516525981 / Materiale nummer: 11853940 /

Gammelt materiale nummer: 69621500D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Anden indsats/andet modul	•
Modul til store laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Store laboratorieglass [antal]	1
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	565
Udvendigt mål, nettobredde i mm	469
Udvendigt mål, nettodybde i mm	526
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	590
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	520
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	530
Nettovægt i kg	3,84
Bruttovægt i kg	5,14