


APLW 215

Modul

til optimal placering af store laboratorieglass op til 50 l.



- Kan anvendes på niveau 1
- Udstyret med en speciel dyse
- Udstyret med en bærende ramme

EAN: 4002516525981 / Materiale nummer: 11853940 /  
Gammelt materiale nummer: 69621500D

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produktkategori</b>                                   |                          |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | •                        |
| <b>Produktkategori</b>                                   |                          |
| Anden indsats/andet modul                                | •                        |
| Modul til store laboratorieglass                         | •                        |
| <b>Produktegenskaber</b>                                 |                          |
| Materiale  | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve  | Rustfrit stål            |
| <b>Anvendelsesområde</b>                                 |                          |
| Genbehandling af laboratorieglass                        | •                        |
| <b>Kapacitet</b>   |                          |
| Store laboratorieglass [antal]                           | 1                        |
| <b>Mål og vægt</b>                                       |                          |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                           | 565                      |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                          | 469                      |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                           | 526                      |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm                          | 590                      |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm                          | 520                      |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm                           | 530                      |
| Nettovægt i kg   | 3,84                     |
| Bruttovægt i kg  | 5,14                     |