

APAC 003
Aktivt kulfilter
til Miele PAC 1045/1080.



EAN: 4002516479833 / Materiale nummer: 11855140 /
Gammelt materiale nummer: 59550003D

Produkt-/tilbehørskategori	
PAC 1045	•
PAC 1080	•
Produktkategori	
Aktivt kulfilter	•
Produktegenskaber	
Farve	Sort
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	610
Udvendigt mål, nettobredde i mm	70
Udvendigt mål, nettodybde i mm	45
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	45,00
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	70,00
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	610,00
Nettovægt [kg]	0,03
Bruttovægt i kg	0,12