

APLW 869
Batteri
til anvendelse i ATT 86.



- Opladningstid 5 timer
- Oplader APLW 868 fås separat.
- Opladningskapacitet: 2,9 Ah

EAN: 4002516562016 / Materiale nummer: 11936210 /
Gammelt materiale nummer: 69686900D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produktilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Opbevarings-/transportsystem	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Blå, Grå
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	239
Udvendigt mål, nettobredde i mm	117
Udvendigt mål, nettodybde i mm	75
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	125
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	165
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	350
Nettovægt i kg	2,85
Bruttovægt i kg	3,01
Normer og godkendelser	
CE	•
Overholder maskindirektivet 2006/42/EF	•
RoHS-direktiv	•
IPX1-stænkbeskyttelse	•
Stænkbeskyttelse IPX5	•
GS	•
TÜV	•
Overholder maskindirektivet 2006/42/EF	•