

WA UD 1502 L
UltraDark 1,5 l
til mørke og sorte tekstiler.

EAN: 4002516530817 / Materiale nummer: 11986770 /
Gammelt materiale nummer: 11997232EU4



- Kombinerer stærk rengøringseffekt med høj fiberbeskyttelse
- ColorProtect til bevarelse af farveintensitet
- Anti-pilling-effekt: Beskytter dit tøj mod at blive gråt
- Indeholder 7 enzymer til ultimativ renhed
- Flaske af 100 % genbrugsplast – af hensyn til miljøet
- Holder længe — til 60 vaskeforløb