

APLW DS7111

Tilbehør

Dosering af flydende midler t. eftfølg. udvidelse af PLW7111 m. en 3. dos.pumpe.



- Eftermontering ved Miele Service
- Til anvendelse af ekstra proceskemi
- Maks. to ombygningssæt kan anvendes

EAN: 4002516648697 / Materiale nummer: 11993930 /

Gammelt materiale nummer: 69242001D

Produktkategori	
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Produkttilknytning	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Produktkategori	
Ombygningssæt	•
Doseringssystem	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Genbehandling af trays/bakker	•
Rengøring af lungeautomater	•
Rengøring af røgdykkermasker	•
Genbehandling af holder til tryklufapparat	•
Genbehandling af trykluftflasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Grøn, Sort
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	95
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	170
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	550
Nettovægt i kg	0,42
Bruttovægt i kg	0,64