

WA CCO 0603 L

Caps Collection

6-pk. prøvepakke med udvalgte typer caps. EasyOpen.

EAN: 4002516546863 / Materiale nummer: 12014190 /  
Gammelt materiale nummer: 11997223EU7



- CottonRepair til opfriskning af tekstiler
- Specialvaskemiddel til dun-, uld- og sportstøj
- Booster-pletfjerner til effektiv fjernelse af pletter
- Aqua skyllemiddel, der giver vasketøjet en friskere duft
- Bæger af 100 % genbrugsplast – af hensyn til miljøet
- Til 6 programmer – kan anvendes i alle typer vaskemaskiner