

APWD 326

Adapter

Eftermonteringsæt med adaptere til dobbeltslanger til lattergassystemer



- Indeholder 2 adaptere
- Eftermonteringsæt til APWD 325

EAN: 4002516611011 / Materiale nummer: 12036440 /
Gammelt materiale nummer: 68632600D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Adapter	•
Andet tilbehør	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof, Silikone
Farve	Rustfrit stål, Grå
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	65
Udvendigt mål, nettobredde i mm	40
Udvendigt mål, nettodybde i mm	78
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	95
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	110
Nettovægt i kg	0,46
Bruttovægt i kg	0,51