

APWD 328

Indsats

Supplerings sæt til genbehandling af lattergassystemer.



- Kapacitetsudvidelse til op til i alt 5 dobbeltslanger
- 5 clips og drejelige plader

EAN: 4002516611028 / Materiale nummer: 12036450 /
Gammelt materiale nummer: 68632800D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	77
Udvendigt mål, nettobredde i mm	90
Udvendigt mål, nettodybde i mm	100
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	95
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	110
Nettovægt i kg	0,26
Bruttovægt i kg	0,32